



United Chemicals

Teknik Bülten
Ed. 1 Rev: Kasım 2020

UNICHROME MG

Oto-bazifikasyon için bazik toz

Genel Özellikler

Görünüm	: İnce beyaz toz
Aktif Madde	: %100
pH (%10 çözü.)	: 12,0 ± 0,5
İyon Yükü	: Katyonik

Açıklamalar

UNICHROME MG krom sepilemede kullanılan üstün bir oto-bazifikasyon ürünüdür. Krom sepileme banyosunda verilen uygun miktar ile pH'ın yavaş yavaş yükselmesini ve böylece bazifikasyon işleminin sağlıklı ve emniyetli yapılmasını sağlar. **UNICHROME MG**, bazifikasyonda kullanılan diğer alkalilerin yarattığı pH'ın hızlı ve dengesiz yükselmesi problemini ortadan kaldırır. Sonuçta, kesitte homojen krom dağılımı ile fiksasyonu sağlanır ve düzgün bir sırça elde edilir.

Uygulama

UNICHROME MG, tola ağırlığı üzerinden krom sepinin verilmesinden 60 – 120 dk. sonra dolaba %1,0 – 2,0 verilir ve 6 – 10 saat çevrilerek istenilen pH 3,8 – 4,0'e ulaşılır. Banyo boşalmasının daha yüksek olması için bazifikasyon sonunda banyo sıcaklığının 40 – 45°C'ye yükseltilmesi tavsiye edilir.

Ambalaj, Depolama ve Raf Ömrü

25 kg'lık torbalarda mevcuttur. Yerel mevzuatlara uygun şekilde depolayın. Kullanmadığınız takdirde kapağını kapatın. Kuru yerde muhafaza edin ve güneş ışığından koruyun. Raf ömrü, orijinal ambalajında saklandığı müddetçe 24 aydır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakın.